



GETINGE GSS67H

压力蒸汽灭菌器

GETINGE  洁定

秉承所有人员和团体都应获得优质医疗服务的坚定理念，Getinge 致力于为医院和生命科学机构提供各种产品和解决方案，旨在改善临床效果并优化相关工作流程。我们提供的产品和解决方案涉及重症监护、心血管手术、手术室、无菌再处理和生命科学等领域。Getinge 在全球拥有 10,000 多名员工，产品销往 135 个国家。

MAQUET GmbH 迈柯唯有限责任公司
迈柯唯（上海）医疗设备有限公司
上海市长宁区红宝石路 188 号古北 SOHO 20 层
邮编：201103
联系电话：021-61973999

压力蒸汽灭菌器，禁忌内容或注意事项详见说明书，国械注进 20192110384，沪械广审（文）第 290728-75154 号

GETINGE  洁定

细节体现品质

- **器械周转更快**

满载时，最快可达 27 min。通过自动启动功能，灭菌器可在您需要时随时使用，尽可能减少您的等待时间。

- **全新的 CENTRIC 用户界面直观易用**

双侧 10" 彩色触屏面板，中文操作界面。

- **提高负载能力，无需拓展空间**

在不增加占地面积的基础上，腔体高度的增加提升了设备的处理量。

- **节省资金，保护环境**

可大大节省水电耗量，从而节省运营成本，并保护环境。

- **过程追溯**

监测并记录过程数据，可通过 CENTRIC 用户界面快速访问。记录可进行打印，USB 存储，并可由无菌供应管理和追溯系统读取。

- **完全独立的监控系统**

监控系统与控制系统完全独立，对过程参数进行独立记录，交叉对比，并在超过设定差值时进行报警。

- **RFID 登录**

提高效率，避免误操作。



- **人体工程学设计**

基于人体工程学设定的操作高度，SMART 系列的装卸载设备，能大大降低人工劳动的强度，保护工作人员的健康。

- **保障长时间运行**

结构坚固，设计精良，模块化设计易于维修，便于快速更换组件。

- **卫生的设计，更易清洁**

高质量抛光不锈钢表面，光滑的圆角，极少的接缝，抗菌面板，坚固无孔，避免细菌滋生 更加卫生。

- **气动垂直滑动齐平门**

向下开启的垂直滑动门安全，更好地利用地面空间。齐平门与设备前面板完全齐平，更加美观，便于清洁。气动门无需润滑，避免产生颗粒，造成二次污染，因此更加卫生。

- **独立思考的灭菌器**

通过测量负载量和介质耗量，GSS67H 可优化每个周期的资源消耗。

- **多种蒸汽供应方式可选**

安装环境更加灵活。

- **高效真空泵**

特别设计的两级液环式真空泵，快速彻底地排出空气，保证灭菌有效性。

我们的用户界面非常好用 因为是您帮助我们设计了它

CENTRIC 是一个新型、直观和以用户为中心的系统。这点并不足以为奇，因为在设计过程中我们征求了客户的意见。在深入了解客户情况的基础上，我们提供了积极的用户体验。

CENTRIC 可按逻辑顺序清晰地显示关键的信息 - 包括剩余处理时间或启动选择。直观的界面易于操作，从而减少培训需求。过程状态实时显示。

大尺寸高清显示屏易于读取，人员从远处即可清晰地查看和掌握进度状态，从而提高用户满意度和生产率。CENTRIC 的使用，使 CENTRIC 在提供以用户为中心的创新型综合解决方案方面又向前迈进了一大步。



状态一目了然，即使从远距离也能轻松查看剩余时间。



CENTRIC 提供了清晰简洁的信息 - 仅显示当前状态信息。



CENTRIC 提供清晰的易于理解的在线帮助以解决您的问题或访问更高级的功能。



每个触发的报警均伴有清晰的屏幕指示以便采取行动。不会造成混乱、紧张和时间浪费。



时刻追踪您的设备

GETINGE ONLINE

GETINGE ONLINE 是一种特殊服务，可随时随地通过连接电脑，平板电脑和智能手机访问您设备中的信息。这种安全链接包含实时与历史性能数据，故障排除通知以及用于快速解决问题的操作指南。

轻松的数据访问，优化了工作流程，保证了设备的正常运行时间。



GETINGE ONLINE 可快速主动地排除故障，使您顺畅运行。

T-DOC

T-DOC 是 GETINGE 世界先进追溯和资产管理解决方案，能够满足所有规模的无菌物品生产的要求。通过对手术器械和内镜整个使用周期的追溯，T-DOC 可确保其正确的配送，在正确的时间和地点，关联到正确的患者。

T-DOC 可确保消毒供应中心按照预定的计划进行生产运营，从而优化无菌物品生产的工作流程。T-DOC 可连接所有类型的医院系统，能够提供优化的针对患者的箱式推车解决方案。包括耗材和其他无菌物品，财务规划和高级报表，从而承诺实现成本效益。



T-DOC 确保对患者进行全面追踪。



在线监视屏上显示清晰有序的信息，可查看设备当前状态，无需查看电脑或灭菌器即可完全掌控剩余过程时间、警报与警告。



整体解决方案 - 保障物品顺畅流转

全套附件

GETINGE 可提供全套附件，完美匹配我们的设备以便进行预清洗、检查、包装、存储和配送，实现灭菌产品高效和无缝的流转。优化感控工作流程，并实现高效运行。

GETINGE SMART 推车

我们全新的产品以人体工程学设计理念为基础，以实现高效的物品装载和配送为目标，具有极高的卫生学标准和使用便利性，从材料和表面的选择到可操控性、可清洁性到人体工程学，每一个环节都体现了高质量的推车功能。我们的推车配备半自动装载功能，使得手动装卸物品过程几乎毫不费力。电动轮驱动装置可帮助您轻松移动推车。

自动装/卸载台

GETINGE 自动装 / 卸载台 GL64 是用于给 GETINGE GSS67H 灭菌器装载 / 卸载物品的全自动系统。该系统可优化物品的处理，无需用户实时监督。自动装 / 卸载台为人员提供了一个符合人体工程学的工作流程。



适用于层架的装 / 卸载台 (GL64SR)。



适用于篮筐的装 / 卸载台 (GL64B)。



SMART 装卸载推车。

全能装卸载系统

全面、高效、经济且人性化的灭菌篮筐和器械盒装卸载系统。无论自动或是手动，我们都对每一个环节进行严格把控，让我们的工作更加便捷高效 - 满足您的消毒供应中心的需求，无论您拥有一台还是十台灭菌器。

AGS 全自动装卸载系统

这是 GETINGE 新型、全自动的单点装载解决方案，适用于具备多个灭菌器的毒供应中心。系统会自动将负载送入闲置的灭菌器内进行处理 - 实现极高的效率和利用率。

技术信息

规格

型号	单位	67H10	67H13	67H17	67H20
腔体容积	l	468	609	796	937

GETINGE GSS67H 设计符合如下法规及标准：

- 93/42/EEC (2007/47/EC 修订指令)
- 灭菌 - 蒸汽灭菌器 - 大型灭菌器 EN 285 + A2
- 安全要求 - 灭菌器用于医疗保健或实验室、兽医、制药和实验室现场中处理医用材料时的特殊要求 EN IEC 61010-2-040
- EMC 要求 - 测量、控制和实验室使用的一般要求 EN 61326-1 和 IEC 61326-1
- 医疗器械 - 质量管理体系 - 监管要求 EN ISO 13485