

**Connecter  
les produits**

**Connecter  
les services**

**Connecter  
les idées**

**Connecter  
les personnes**

# **Getinge Online**

Tout le temps. Partout.

**GETINGE** 


# Optimiser la disponibilité dans les unités de réanimation et les blocs opératoires

Getinge Online connecte les personnes, les produits, les services et les idées. Il vous donne un accès instantané aux données d'équipement qui vous aident, vous, votre équipe et l'hôpital, à **obtenir des informations** et à **optimiser la disponibilité**. Afin d'**améliorer l'efficacité** de l'unité de soins intensifs et du bloc opératoire. Soyez proactifs, gagnez un temps précieux et concentrez-vous sur l'essentiel – connectez vos ventilateurs Servo-u/n/air et appareils d'anesthésie de la gamme Flow à Getinge Online.

## Les données d'équipement quand vous en avez besoin

En connectant vos appareils Getinge, vous permettez à votre service d'exploiter l'intelligence et les données de l'équipement. Un service numérique développé en étroite collaboration avec nos clients, biomédicaux et cliniciens, pour vous aider à transférer les données et à y accéder quand vous le souhaitez. Où que vous soyez.

Lorsque vous vous connectez à votre portail Web personnel, Getinge Online vous aide à trouver et résoudre les problèmes à distance. Il vous permet également d'obtenir des données sur l'utilisation de vos unités, c'est-à-dire de surveiller la consommation des agents anesthésiques pour vous aider à réduire l'empreinte environnementale. Tout est présenté dans un tableau de bord établi selon le profil de l'utilisateur.



« Getinge Online se base sur l'idée que la connectivité peut faire toute la différence en matière de soins médicaux. Elle permettrait d'analyser toutes les données disponibles et d'obtenir des informations qui faciliteraient la vie de nos clients. Ensemble, unis, nous faisons évoluer les soins médicaux. »

Annica Jämtén Ericsson, Director Service & Connectivity Strategy chez Getinge.

### **Gardez une longueur d'avance et optimisez la disponibilité**

Getinge Online offre un accès instantané aux données de l'appareil, ce qui permet aux équipes de maintenance de résoudre les problèmes et d'élaborer une solution plus rapidement et facilement. Il inclut des perspectives individualisées sur les besoins d'intervention et l'assistance à distance d'experts, dans le monde entier.

Le service améliore la gestion des actifs en fournissant une présentation claire de l'état de la base installée et de l'historique des interventions. Il indique également quand une maintenance préventive doit être effectuée. Des informations qui facilitent la vie du personnel biomédical et garantissent la disponibilité de l'équipement.

### **Une meilleure visibilité permet d'améliorer l'efficacité**

Notre service en ligne est un excellent exemple des avantages que la connectivité apporte aux soins médicaux. En transformant les petites informations en big data, Getinge Online permet aux cliniciens et à leur équipe d'adhérer plus facilement aux protocoles et d'être plus efficaces et proactifs. Par exemple, en visualisant et en analysant des données telles que le débit de gaz frais et les modes de ventilation. Tout cela dans l'intérêt de l'hôpital.

Il permet au clinicien de définir les meilleures pratiques et d'utiliser les données comme outil de formation, par exemple : vous pouvez visualiser les informations sur une longue période afin d'identifier des tendances, de comparer des données d'une année sur l'autre et bien plus encore. Tout le temps. Partout.



### **Quel est le principe de Getinge Online ?**

Les données de service et d'équipement des appareils connectés sont transférées en toute sécurité vers un serveur.

Vous vous connectez au portail client de Getinge Online pour visualiser et analyser les données à partir d'un tableau de bord établi selon le profil de l'utilisateur.



QR code vers la page Web Getinge Online  
pour les produits de soins aigus.

**GETINGE** 

Getinge est un fournisseur mondial de solutions innovantes pour les blocs opératoires, les unités de soins intensifs, les services de stérilisation et pour les entités en lien avec les sciences de la vie. Grâce à notre connaissance du marché et à des partenariats étroits avec des experts cliniques, des professionnels de la santé et des spécialistes de l'industrie médicale, nous améliorons la vie quotidienne des personnes, aujourd'hui comme demain.

En fonction des réglementations nationales, l'offre de produit et les indications peuvent varier d'un marché à l'autre. Veuillez vérifier avec votre équipe commerciale locale Getinge. Les valeurs présentées ne sont données qu'à titre de démonstration et ne reflètent pas un cas clinique réel.

PUB-2020-0158-B, version de mars 2024

**Fabricant** · Maquet Critical Care AB · Röntgenvägen 2 SE-171 54 Solna · Sweden · +46 (0)10 335 73 00

*Trouvez votre représentant commercial Getinge local sur le site :*

**Getinge France** · société par actions simplifiées au capital de 8.793.677,10 euros, dont le siège social est situé à MASSY (91300) – Carnot Plaza, 14/16 Avenue Carnot - immatriculée sous le numéro 562 096 297 RCS EVRY · 02 38 25 88 88 · accueil.FRARD@getinge.com

**[www.getinge.fr](http://www.getinge.fr)**