



Une technologie éprouvée, synonyme de performances

Laveur-désinfecteur série 46 de Getinge



Une référence en matière de performances

Un laveur désinfecteur qui
a fait ses preuves dans le
monde entier

Dans le domaine des soins de santé, les temps d'arrêt peuvent se révéler dangereux. Un laveur-désinfecteur fiable assure le bon fonctionnement de votre établissement et protège les patients contre toute contamination croisée.

Les laveurs-désinfecteurs de la série 46 de Getinge ont fait leurs preuves dans des hôpitaux du monde entier. Ces laveurs désinfecteurs permettent de traiter la plupart des dispositifs réutilisables, des instruments les plus complexes aux ustensiles opératoires, grâce à un programme de lavage intensif destiné aux instruments les plus sales. Même la plupart des instruments tubulaires peuvent être lavés, désinfectés et séchés.

La série 46 de Getinge comprend des modèles destinés aux services hospitaliers et ambulatoires, aux blocs opératoires et aux unités centrales de stérilisation. Vous pouvez opter pour des modèles à porte simple ou double en fonction de la capacité requise et selon le type et la quantité de dispositifs médicaux à traiter.

Il s'adapte à vos besoins

Un modèle pour chaque service

Les laveurs-désinfecteurs de la série 46 de Getinge répondent aux besoins de votre établissement.

Lavage grande capacité

Les laveurs-désinfecteurs de la série 46 de Getinge combinent de grands volumes de cuve et de faibles dimensions extérieures.

Le modèle 46-5 permet de charger des modules de lavage d'instruments comportant jusqu'à cinq niveaux. Le modèle 46-4 convient quant à lui aux modules de lavage comportant jusqu'à quatre niveaux.

Séchage performant et économique

Grâce à l'échangeur de chaleur intégré, les modèles de la série 46 sèchent l'intérieur et l'extérieur des instruments. Il est possible de régler le temps et la température de séchage pour chaque cycle à partir de l'automate programmable.

Simplicité d'utilisation

L'écran explique clairement ce qu'il se passe à chaque étape du lavage et de la désinfection. Il vous suffit de sélectionner l'un des six programmes prédéfinis et d'appuyer sur le bouton.



Conception fonctionnelle

La série 46 de Getinge est conçue dans un souci de fonctionnalité et de fiabilité.

Une conception mûrement réfléchie

Les laveurs-désinfecteurs de la série 46 de Getinge possèdent un certain nombre de caractéristiques qui visent à faciliter l'utilisation par le personnel :

- **Utilisation efficace de l'espace** – La porte à battant permet de libérer de l'espace au sol tout en améliorant le placement ergonomique du module de lavage.
- **Manipulation ergonomique** – La poignée facile à prendre en main permet d'ouvrir et de fermer la porte aisément.
- **Surfaces faciles à nettoyer** – La surface lisse et facile à nettoyer a été conçue dans le but de minimiser le risque de dépôt de saleté et de pathogènes.
- **Facilité d'entretien** – La série 46 est accessible à l'avant pour l'entretien.

Équipement de chargement flexible

Les dispositifs de chargement de la série 46 de Getinge sont flexibles. Les modules de lavage faciles à personnaliser permettent de répondre à chaque application de procédé et de destiner un même module de lavage à plusieurs applications. Pour ce faire, il suffit d'adapter les tailles, les volumes ou les types de charges en fonction des besoins. Cette configuration s'effectue sans outils. Des accessoires sont proposés pour le retraitement des instruments chirurgicaux, des instruments de chirurgie mini-invasive, des dispositifs d'anesthésie, des chaussures d'opérateur, de la verrerie de laboratoire, etc.

Grâce à sa flexibilité, le système requiert moins de chariots, ce qui représente une économie en termes de coûts et d'espace dans l'installation. À mesure que vos besoins évoluent, vous pouvez intégrer à vos modules de lavage des embases corps creux complémentaires. Et pour encore plus de souplesse, vous pouvez utiliser un chariot de chargement au moment de changer le type de module de lavage.



Un module de lavage à deux niveaux conçu pour les embases corps creux offre une plus grande flexibilité et un meilleur accès aux instruments de chargement. Les deux niveaux permettent de charger des plateaux DIN ou des embases corps creux.

Vers un nettoyage optimal

Avec des performances traçables

Une propreté impeccable et documentée

Les meilleures pratiques de votre unité centrale de stérilisation jouent un rôle moteur dans la lutte sans fin contre les infections nosocomiales. Le fait de pouvoir documenter et rappeler de manière efficace les données de lavage fournit une assurance aux organismes de régulation, aux organismes d'accréditation et à un public de mieux en mieux informé.

Les données en temps réel constituent une source d'information précieuse pour les gestionnaires d'unité centrale de stérilisation et les administrateurs d'hôpitaux et les aident à résoudre rapidement tout problème, à améliorer la planification de la production, et à vérifier la conformité. Le portail crypté Getinge Online vous donne, à la demande, un accès sécurisé aux données de nettoyage. Les laveurs-désinfecteurs de la série 46 de Getinge se connectent également à T-DOC, notre solution de gestion des instruments.



Vers des performances fiables, vérification indépendante de la propreté

Depuis près de 80 ans, les détergents Getinge Clean se distinguent par leurs performances optimales et leur rendement à la fois efficace et économique.

La gamme complète de détergents et de produits d'entretien pour le nettoyage d'instruments comprend des formulations conçues dans le but de relever les défis les plus délicats du nettoyage des instruments, comme le prétraitement, les instruments invasifs minimaux complexes, le prion (maladie de Creutzfeldt-Jakob) et le biofilm.

Avec notre système de central de dosage, le Clean Management System (CMS) de Getinge, vous avez la certitude d'utiliser le bon niveau de détergent dans vos laveurs-désinfecteurs, vos nettoyeurs à ultrasons et vos stations de nettoyage manuel.

L'usage quotidien des produits Getinge Assured Wash Monitoring vous permet de vérifier de manière autonome que le processus de nettoyage est efficace et homogène. Nous proposons une gamme complète de tests de résidus protéiques destinés aux surfaces et aux instruments, et ce également pour les corps creux et les endoscopes.



Dimensionné pour relever vos défis

Le laveur-désinfecteur de la série 46 de Getinge se décline en deux modèles dotés d'une capacité allant jusqu'à 10 plateaux DIN.

	Unités	46-4	46-5
Dimensions extérieures			
Largeur	mm	650	650
Profondeur	mm	690	690
Hauteur (avec dispositif ou sans dispositif de séchage)	mm	1 860	1 930
Dimensions internes			
Niveaux de lavage (nombre de niveaux max.)	pcs	4	5
Volume de la cuve (brut)	l	280	305
Volume de la cuve (utile)	l	201	225
Largeur de la cuve (utile)	mm	550	550
Profondeur de la cuve (utile)	mm	620	620
Hauteur de la cuve (utile)	mm	590	660
Plateaux DIN 1/1*/charge	pcs	8	10
Plateaux SPRI I**/charge	pcs	8	10

* = DIN 1/1 = 480 x 250 x 50 mm

** = SPRI I = 450 x 340 x 70 mm



Mentions légales :

Getinge 46-series - La série 46 de Getinge comprend des appareils de lavage et de désinfection destinés au nettoyage, à la désinfection et au séchage d'instruments chirurgicaux, d'instruments dentaires (pleins et tubulaires), de bassins, de cuvettes, de biberons, de récipients, de matériel d'anesthésie (les objets critiques tels que les instruments chirurgicaux et le matériel d'anesthésie doivent également être stérilisés avant usage), de verrerie de laboratoire et de chaussures d'opérateur. Il s'agit d'un dispositif médical de classe IIb, CE0086. Produit fabriqué par GETINGE DISINFECTION AB, Suède.

Gamme Getinge Clean - Gamme de détergents spécifiques destinés aux équipements de lavage-désinfection Getinge. Il s'agit de dispositifs médicaux de classe I. Produits fabriqués par Getinge Disinfection AB, Suède.

Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d'utilisation spécifique à chacun des produits.

PUB-2019-0041-A, version de mai 2019.



Getinge est un fournisseur mondial de solutions innovantes pour les blocs opératoires, les unités de soins intensifs, les services de stérilisation et pour les entités en lien avec les sciences de la vie. Grâce à notre connaissance du marché et à des partenariats étroits avec des experts cliniques, des professionnels de la santé et des spécialistes de l'industrie médicale, nous améliorons la vie quotidienne des personnes, aujourd'hui comme demain.

Getinge Infection Control AB · PO Box 69 · SE-305 05 Getinge · Sweden · +46 10 335 00 00 · info@getinge.com

www.getinge.com