



Vasoview Hemopro 2


Descriptif de l'équipement

Vasoview Hemopro 2

Systeme de prélévement
endoscopique de vaisseaux



Consommables Getinge



Matériel Getinge*

- Endoscope grande longueur de 7 mm
- Alimentation Vasoview Hemopro
- Câble adaptateur Vasoview Hemopro 2
- Câble d'extension Vasoview Hemopro 2

Endoscope grande longueur de 7 mm

- 49 cm de longueur (de bout en bout)
- Extrémité distale filetée

Câble d'extension
Vasoview Hemopro 2



Câble adaptateur
Vasoview Hemopro 2



Alimentation
Vasoview Hemopro



Cordon d'alimentation

Matériel hospitalier requis

Équipement de la colonne vidéo

- Insufflateur de CO₂ et réservoir/source de CO₂
- Emplacement pour la caméra
- Tête de caméra compatible avec l'endoscope (tête de caméra stérile ou jetable appropriée)
- Moniteur vidéo
- Source lumineuse
- Câble à fibre optique
- Tube d'insufflation de CO₂ stérile
- Enregistreur vidéo (en option)

*Le matériel doit être réutilisé conformément au mode d'emploi de stérilisation

Matériels hospitaliers supplémentaires (en option)

- Lubrifiant stérile hydrosoluble
- Ensemble d'instruments de base pour incision, dissection directe et ligature de vaisseau
- Solution anti-buée
- Lame n° 11
- Stylo de marquage

Informations de commande du produit

Description du matériel	Référence catalogue
Endoscope grande longueur de 7 mm	VH-1111
Câble adaptateur Vasoview Hemopro 2	VH-4020
Alimentation électrique T.W.	VH-3010
Câble d'extension Vasoview Hemopro 2	VH-4030
Vasoview Hemopro 2 : <ul style="list-style-type: none">• Système de prélèvement endoscopique de vaisseaux• Outil de prélèvement Vasoview Hemopro 2• Canule de prélèvement Vasoview Hemopro 2• Trocart court à pointe émoussée Vasoview et joint de canule• Seringue 5 cc• Seringue 30 cc• Embout de dissection conique	VH-4000
Vasoview Hemopro 2 avec Vasoshield	VH-4001
Pack d'accessoires de système de prélèvement endoscopique de vaisseaux Vasoview : <ul style="list-style-type: none">• Trocart court à pointe émoussée Vasoview et joint de canule• Seringue 30 cc• Embout de dissection conique	VH-2004



*Getinge et **GETINGE** * sont des marques commerciales ou des marques déposées de Getinge AB, de ses filiales ou sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays · Copyright 2021 Maquet Cardiovascular LLC · Tous droits réservés ·
⚠ MISE EN GARDE : La loi fédérale (États-Unis) limite la vente, la distribution et l'utilisation de ce dispositif par ou sur prescription d'un médecin · Reportez-vous au mode d'emploi pour les indications, avertissements, contre-indications et précautions actuels.

PUB-2022-0161-B, version de février 2024

Getinge France, société par actions simplifiées au capital de 8.793.677,10 euros, dont le siège social est situé à MASSY (91300) – Carnot Plaza, 14/16 Avenue Carnot - immatriculée sous le numéro 562 096 297 RCS EVRY · 02 38 25 88 88 · accueil.FRARD@getinge.com

www.getinge.fr