



# Cathéter BIA Linear

7.5 Fr.

# Spécifications techniques

## Ballon Intra-Aortique (BIA) Linear 7.5 Fr. avec kit d'insertion

Référence	Ballon					
	Volume nominal (cc)	Longueur nominale (mm)	Diamètre du ballon à 2 psi (mm)	Longueur de cathéter insérable (mm)	Diamètre de la lumière de mesure de pression (in.)	Diamètre du guide (in.)
0684-00-0480-01	40	258	15.0	723	0.027	0.025
0684-00-0479-01	34	221	15.0	723	0.027	0.025
0684-00-0478-01	25	165	15.0	723	0.027	0.025

## Information de commande

Produit	Référence
Cathéter BIA Linear 7.5 Fr. 40 cc avec cathéter d'extension	0684-00-0480-01
Cathéter BIA Linear 7.5 Fr. 40 cc avec adaptateur pompe Arrow	0684-00-0480-02
Cathéter BIA Linear 7.5 Fr. 34 cc avec cathéter d'extension	0684-00-0479-01
Cathéter BIA Linear 7.5 Fr. 34 cc avec adaptateur pompe Arrow	0684-00-0479-02
Cathéter BIA Linear 7.5 Fr. 25 cc avec cathéter d'extension	0684-00-0478-01
Cathéter BIA Linear 7.5 Fr. 25 cc avec adaptateur pompe Arrow	0684-00-0478-02

### Le kit d'insertion Linear 7.5 Fr. 40 cc et 34 cc comprend :

- Gaine d'introducteur renforcé avec valve hémostatique et dilateur d'introducteur 6" (15 cm)
- Une aiguille angiographique de calibre 18, un dilateur de vaisseau
- Un guide en acier inoxydable 0.025" X 145 cm 3 mm J PTFE
- Une extension de cathéter 6' (uniquement 40 cc et 34 cc)
- Un bouchon Luer mâle
- Un robinet à trois voies
- Deux tubulures de pression de 4' (122 cm)

Le kit d'insertion 25 cc comprend : Tous les points cités au-dessus et un cathéter d'extension 5'	0884-00-0019-12
Un guide en acier inoxydable 0.025" X 145 cm 3 mm J PTFE (Boîte de 5)	0684-00-0254-09
Un guide en acier inoxydable 0.025" X 175 cm 3 mm J PTFE (Boîte de 5)	0684-00-0254-14
Un guide en acier inoxydable 0.025" X 260 cm 3 mm J PTFE (Boîte de 5)	0684-00-0254-15
Adaptateur Pompe Arrow 5 Pack (25 cc à 40 cc)	0684-00-0510-01
Kit introducteur et dilateur 7.5 Fr.	0684-00-0403-05
Cathéter d'extension pour BIA 40 cc et 34 cc uniquement (Boîte de 10)	0684-00-0186
Cathéter d'extension pour BIA 25 cc uniquement (Boîte de 10)	0684-00-0335

\*Getinge, and **GETINGE** ✱, sont des marques déposées de Getinge AB, ses filiales aux Etats-Unis ou d'autres pays · Copyright 2021 Datascope Corp. · Tous droits réservés · 12/2021 PUB-2022-0118-B, version de janvier 2024

**Getinge France** · société par actions simplifiées au capital de 8.793.677,10 euros, dont le siège social est situé à MASSY (91300) – Carnot Plaza, 14/16 Avenue Carnot - immatriculée sous le numéro 562 096 297 RCS EVRY · 02 38 25 88 88 · accueil.FRARD@getinge.com

**Fabricant** · Datascope Corp. · 15 Law Drive · Fairfield, NJ 07004 · USA

## Configuration

<b>Emballage</b>
Pochette individuelle, ouverture sur le coin
<b>Cycle de vie</b>
Une procédure
<b>Durée de vie</b>
3 ans à partir de la date de stérilisation. Tous les paramètres spécifiés à une température ambiante de 25°C.