

Getinge Clean Neutralizer

Légèrement acide, à base d'acide citrique

Le Getinge Clean Neutralizer est utilisé pour neutraliser les résidus alcalins résultant de la phase de lavage principal

C'est un acide organique doux destiné à la neutralisation des détergents alcalins dans les laveurs-désinfecteurs. Ce produit vise à permettre d'éliminer le tartre de l'eau dure et d'autres minéraux solubles dans l'acide sur les dispositifs médicaux.

Le Getinge Clean Neutralizer vise à réduire efficacement le pH de l'eau de rinçage après les traitements alcalins. Il a pour but de convenir à des surfaces résistantes à l'acide telles que l'acier inoxydable, la céramique, le verre et les plastiques.



Disponible en bidons de 5 l, 10 l, 25 l et 205 l

Trouvez votre représentant commercial Getinge local sur le site :

Getinge France - société par actions simplifiées au capital de 8.793.677,10 euros, dont le siège social est situé à MASSY (91300) – Carnot Plaza, 14/16 Avenue Carnot - immatriculée sous le numéro 562 096 297 RCS EVRY - 02 38 25 88 88 - accueil.FRARD@getinge.com

Mentions légales

Getinge Neutralizer - Agent de neutralisation de résidus alcalins pour les laveurs désinfecteurs et détergent acide pour les instruments médicaux. Il s'agit d'un produit de classe I. Produit fabriqué par Quadralene Limited, Royaume-Uni. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d'utilisation du produit. PUB-2022-0497-B, version de janvier 2024.

www.getinge.fr

GETINGE 