

Getinge Clean Rinse Aid

Visé à réduire le temps de séchage

Additif biocompatible utilisé pendant le rinçage final dans le but de faciliter le séchage

Le Getinge Clean Rinse Aid est un produit de rinçage à base de surfactant destiné à une utilisation dans des laveurs-désinfecteurs dans le but de sécher plus facilement et de rincer sans traces des dispositifs médicaux.

Convient à une utilisation sur des surfaces en acier inoxydable, céramique, verre, plastique et en métal souple résistant. Le Getinge Clean Rinse Aid vise à ne pas perturber les cycles de stérilisation à la vapeur ou à l'oxyde d'éthylène.



Disponible en bidons de 5 l, 10 l, 25 l et 205 l

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Getinge local sur [getinge.fr/contact](https://www.getinge.fr/contact)

Mentions légales

Getinge Rinse Aid - Produit de rinçage pour les laveurs désinfecteurs. Il s'agit d'un produit de classe I. Produit fabriqué par Quadralene Limited, Royaume-Uni. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d'utilisation du produit. PUB-2022-0499-B version de février 2024.

Getinge France, société par actions simplifiées au capital de 8.793.677,10 euros, dont le siège social est situé à MASSY (91300) – Carnot Plaza, 14/16 Avenue Carnot - immatriculée sous le numéro 562 096 297 RCS EVRY · 02 38 25 88 88 · accueil.FRARD@getinge.com.

www.getinge.fr

GETINGE 