



Développez toutes les fonctionnalités de votre Servo-u

Le Servo-u est un investissement à la fois pour le présent et pour l'avenir. La plateforme flexible et modulaire est conçue dans le but de s'adapter à l'évolution de vos besoins cliniques, et nos experts sont à votre disposition à chaque étape du processus.

Depuis votre investissement initial, nous avons pu développer de nouvelles fonctionnalités. Il se peut aussi que vos besoins aient évolués et vous avez donc besoin de fonctionnalités supplémentaires pour soutenir votre nouvelle pratique.

C'est pour cela qu'il est important d'investir dans une plateforme pouvant évoluer avec vous et les besoins toujours changeants de vos patients.

Découvrez toutes les options disponibles sur notre ventilateur Servo-u : **Pression Transpulmonaire**, NAVA, Servo Compass et Manœuvres de recrutement.

Pression transpulmonaire

Pour simplifier la mesure de la pression œsophagienne et améliorer la précision, nous avons développé une manœuvre automatique pour valider le positionnement et le remplissage du ballon. Une vue diagnostique fournit des courbes de pression œsophagienne (Pes) et transpulmonaire (PL), avec des paramètres clés pour l'évaluation de la sécurité de la ventilation contrôlée et spontanée. La relation entre la pression des voies respiratoires et la pression transpulmonaire est maintenant disponible.



*Pression des voies aériennes

** Pression transpulmonaire en fin d'inspiration

*** Pression transpulmonaire en fin d'expiration

Mentions légales

SERVO-U - Système d'assistance respiratoire destiné au traitement et à la surveillance des patients pédiatriques et adultes (nouveau-nés en option) en difficulté respiratoire ou en insuffisance respiratoire. Il s'agit d'un dispositif médical de classe IIb, CE0123. Produit fabriqué par MAQUET CRITICAL CARE AB, Suède. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d'utilisation du produit.

PUB-2022-0736-B, version de février 2024

GETINGE 

Convaincu que tout le monde devrait pouvoir bénéficier des meilleurs soins possibles, Getinge propose aux établissements de santé et de sciences de la vie, des solutions visant à améliorer les résultats cliniques et à optimiser les flux de travail. La gamme de produits est destinée aux soins intensifs, aux procédures cardiovasculaires, aux blocs opératoires ainsi qu'aux services de stérilisation centrale et des sciences de la vie. Avec plus de 10 000 employés dans le monde, les solutions Getinge sont commercialisées dans plus de 135 pays.

Getinge France, société par actions simplifiées au capital de 8.793.677,10 euros, dont le siège social est situé à MASSY (91300) – Carnot Plaza, 14/16 Avenue Carnot - immatriculée sous le numéro 562 096 297 RCS EVRY · 02 38 25 88 88 · accueil.FRARD@getinge.com

www.getinge.fr