

T-DOC Endo Cycle

Vérifiez la qualité du retraitement de vos endoscopes

T-DOC Endo Cycle permet de documenter tous les processus de désinfection liés aux endoscopes afin d'optimiser la sécurité des patients et la conformité réglementaire. L'interface, simple d'utilisation, permet d'obtenir un rapport optimal et précis du retraitement des endoscopes. T-DOC Endo Cycle est le premier pas vers la traçabilité complète des endoscopes et offre de nombreuses opportunités d'expansion future. T-DOC Endo Cycle est un complément naturel à tout laveur d'endoscopes automatisé de marque Getinge et fait partie intégrante du service de retraitement des endoscopes.

Documentation complète des cycles de traitement d'endoscope

Après utilisation sur un patient, l'endoscope est renvoyé à l'unité d'endoscopie où l'outil T-DOC Endo Cycle assure son enregistrement complet. T-DOC permet la capture des données des phases du cycle, de la durée, de la température, de l'étiquette RFID de l'endoscope, de l'étiquette RFID de l'utilisateur, de l'ID du laveur d'endoscopes automatisé, du type de programme et de l'exposition au détergent/désinfectant. En cas d'erreur dans un cycle, T-DOC alerte le personnel avant de poursuivre le processus de vérification.

Le patient et/ou le médecin peuvent être liés à l'endoscope pour assurer la sécurité du patient et transmettre une documentation complète dans le cas peu probable d'un rappel.



Fonctionnalités principales

- Enregistrement des phases du cycle, de la durée, de la température, du détergent, de l'équipement et de l'étiquette RFID de l'endoscope
- Association du patient et du médecin à l'endoscope
- Mise en place d'une interface avec les LDE Getinge, les armoires de séchage et certains équipements tiers
- Rapports sur les processus de désinfection, l'utilisation de l'équipement, les erreurs et les rappels, y compris l'identification du patient

Enregistrement des détergents et des désinfectants

T-DOC Endo Cycle permet d'enregistrer des informations de base telles que le numéro de lot, la date de péremption et la quantité de détergents et de désinfectants. En cas de rappel, le lien documenté entre l'endoscope, le détergent/désinfectant et le patient peut être trouvé dans T-DOC.

Niveau maximal d'assurance qualité

Des instructions de retraitement détaillées sont nécessaires pour retraiter correctement et efficacement les endoscopes actuels, qui sont des instruments très complexes et de grande valeur. T-DOC indique que tous les endoscopes sont désinfectés correctement et conformément aux procédures de travail prédéfinies par votre hôpital ainsi qu'aux normes réglementaires locales, nationales et internationales.

Rapports de gestion détaillés

Les nombreuses options de rapports et de statistiques de T-DOC permettent de baser les procédures sur les meilleures pratiques et les données réelles, et non sur des hypothèses. Les rapports incluent des thèmes tels que les processus de désinfection et l'utilisation de l'équipement, les statistiques sur les processus d'erreur et le rappel des endoscopes, y compris le lien avec le patient.

Interface avec l'équipement d'endoscopie

T-DOC Endo Cycle peut fonctionner en interface directe avec les laveurs d'endoscopes automatisés Getinge et les armoires de séchage et de stockage Getinge. T-DOC peut également enregistrer des données provenant d'équipements tiers. Pour plus d'informations sur les équipements pris en charge, veuillez consulter votre représentant Getinge local.

Le premier pas vers la traçabilité complète

T-DOC Endo Cycle peut être mis à niveau vers T-DOC EndoTrace pour une traçabilité et un contrôle complets de la manipulation complexe et de la désinfection approfondie des endoscopes. Tous les intervalles de temps critiques entre la désinfection, le processus de séchage et l'utilisation effective sur un patient peuvent être enregistrés et surveillés.

Pour une intégration complète au sein de votre stérilisation, T-DOC Endo Cycle peut être mis à niveau vers la solution premium de gestion des instruments stériles de Getinge, T-DOC 2000. Cette solution permet le retraitement, la manutention et la logistique de tous les outils chirurgicaux. Les informations peuvent être facilement partagées entre les services afin d'apporter une vue d'ensemble en temps réel des instruments, des endoscopes et des outils associés.

SAL16153_01_US - T-DOC ENDO CYCLE_SALES FLYER_FR

Getinge IT Solutions ApS · Amaliegade 4 · 1256 Copenhagen K · Denmark · +45 33 33 88 55
Getinge IT Solutions Limited · Unit 5, Bowling Hill Business Park · Chipping Sodbury, Bristol · BS37 6JL · United Kingdom · +44 (0)1454 318373
Getinge IT Solutions GmbH · Südportal 5 · 22848 Norderstedt · Germany · +49 40 514 35-0
Getinge Cetrea A/S · Brendstrupgårdsvej 21F · 8200 Aarhus · Denmark · +45 38 40 05 70
Maquet GmbH · Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Germany · +49 7222 932-0

Trouvez votre représentant commercial Getinge local sur le site :

Getinge France, société par actions simplifiées au capital de 8.793.677,10 euros, dont le siège social est situé à MASSY (91300) – Carnot Plaza, 14/16 Avenue Carnot - immatriculée sous le numéro 562 096 297 RCS EVRY · 02 38 25 88 88 · accueil.FRARD@getinge.com

www.getinge.fr

GETINGE 