

Getinge Clean Neutralizer Plus

Nettoyant et neutralisant acide à usage multiple

La formulation du Getinge Clean Neutralizer Plus comprend un mélange d'acide orthophosphorique et nitrique

Le Getinge Clean Neutralizer Plus a pour but d'enlever la rouille, les taches et le calcaire des instruments et des cuves de laveurs-désinfecteurs en acier inoxydable. Il vise à restaurer également la finition des surfaces en acier inoxydable.

Le Getinge Clean Neutralizer Plus peut également être utilisé comme additif dans le process de neutralisation du pH de détergents fortement alcalins.

Cette formulation est adaptée à une utilisation sur l'acier inoxydable et le verre.



Disponible en bidons de 5 l

Mentions légales

Getinge Neutralizer Plus - Agent de neutralisation et détergent acide pour l'élimination de la rouille et du tartre. Il s'agit d'un produit de classe I. Produit fabriqué par Quadralene Limited, Royaume-Uni. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d'utilisation du produit. PUB-2023-0303-B, version de janvier 2024.

Getinge France, société par actions simplifiées au capital de 8.793.677,10 euros, dont le siège social est situé à MASSY (91300) – Carnot Plaza, 14/16 Avenue Carnot - immatriculée sous le numéro 562 096 297 RCS EVRY · 02 38 25 88 88 · accueil.FRARD@getinge.com

www.getinge.fr

GETINGE