




Ventilateur Servo-u IRM

Des capacités étendues



Indicateur de champ magnétique

Indique la distance de sécurité par rapport au scanner de résonance magnétique (RM) et émet des alarmes en cas de proximité excessive.

Poignée à verrouillage automatique

Permet de verrouiller toutes les roues simultanément dès que la main de l'utilisateur quitte la poignée.

Positionnement flexible

Positionnement simple des raccords du circuit patient et de l'écran rotatif de chaque côté de la table de RM.

Affichage distance et Servo Compass

Visualisation en un clin d'œil des paramètres vitaux depuis la salle de contrôle et des alertes en cas d'écart par rapport aux valeurs cibles.

Conçu sous le signe de la sécurité Développé pour vous

Les journées de travail s'accompagnent de leur lot de problèmes. Toutefois, la ventilation dans la salle d'IRM n'a pas à en faire partie.

Pour votre tranquillité d'esprit

Le positionnement peut se révéler être un défi. C'est pourquoi nous avons travaillé avec la plus grande minutie sur la conception de notre indicateur de champ magnétique. Ce dernier vous guide, au moyen d'alertes sonores et visuelles, vers la position la plus sûre.

La sécurité est encore renforcée grâce à la poignée à verrouillage automatique, bloquant les quatre roues dès que votre main n'est plus en contact avec le ventilateur. Par ailleurs, le grand écran 15" inclinable peut pivoter sur 360° pour offrir un angle de vue confortable quelle que soit la position.

Les ventilateurs Servo-u réduisent également la charge de travail en plus de minimiser les erreurs



d'utilisation et les incidents évités de justesse.¹ Compatible avec les scanners RM 1.5T ou 3T jusqu'à des gradients de 20 mT, le ventilateur Servo-u IRM vient compléter la gamme Servo pour encore plus d'efficacité. Les interfaces utilisateur habituelles représentent un réel gain de temps dans le cadre des formations et lors de la prise en charge du patient.

Entre de bonnes mains

Des patients aux besoins variés se rendent en salle d'IRM. Le ventilateur Servo-u IRM convient à chaque catégorie de patients, y compris les nouveau-nés. Il convient tant à la ventilation invasive et non invasive qu'à la thérapie à haut débit et s'accompagne d'une gamme d'accessoires et de consommables.

Le maintien de la ventilation protectrice depuis la salle

de contrôle est facilité. Quelle que soit l'agitation, l'affichage distance avec Servo Compass fournit une vue claire et instantanée de l'adéquation des paramètres vitaux aux objectifs de ventilation.

Construction adaptée aux besoins

Bien évidemment, la machine en elle-même ne représente qu'une partie de l'équation. Notre équipe d'experts cliniques hautement formée assure le service de ces ventilateurs depuis plus de 25 ans et participe au développement produit depuis lors. Proches de vous, nous assurons la maintenance et l'approvisionnement en ressources de plus de 100 000 ventilateurs Servo aux quatre coins du monde, des soins intensifs aux salles d'IRM.

Bienvenue dans la gamme Servo - Des capacités étendues.

