



Innovation durch Erfahrung

Geringe Aquadis 44

Reinigungs- und Desinfektionsgerät

Eine renommierte Marke


Mehr Leistung

Die Reinigungs- und Desinfektionsgeräte der Serie Getinge Aquadis 44 basieren auf jahrzehntelanger Erfahrung und hoher Leistungsfähigkeit. Sie bauen auf Entwicklungen früherer Produkte auf.

Sie bieten eine hohe Verfügbarkeit und Kundenzufriedenheit. Diese Reinigungs- und Desinfektionsgeräte bereiten alle Arten von wieder verwendbaren Utensilien auf – von komplizierten Instrumenten bis hin zu Stationsutensilien – mit einem Intensiv-Waschprogramm für stark verschmutzte Instrumente.

Getinge Aquadis 44 ist in zwei Modellen erhältlich: als Einzel- und Doppeltürversion. Die Reinigungs- und Desinfektionsgeräte mit optimierter Konfiguration für Krankenhausabteilungen, Pflegestationen, Desinfektionsräume oder Kliniken, die die Vorteile einer Klapptür für einen ergonomischen und platzsparenden Betrieb nutzen können.

Ein ressourceneffizientes Reinigungs- und Desinfektionsgerät



Effizienter Betrieb


Einzigartige Systeme passen die Menge an Wasser und Reinigungsmittel automatisch an die Beladung an – für eine optimale Reinigungs- und Ressourceneffizienz.



Bis zu 50 %
Wassereinsparung



Bis zu 30 %
weniger Reinigungsmittel



Bis zu 20 %
weniger Energie



An Ihre Anforderungen anpassbar Ein Modell für jede Abteilung



Getrennte obere und untere Reinigungswagen



Reinigungswagen in voller Größe

Die Getinge Aquadis 44 ist als Einzeltür- und Doppeltürmodell erhältlich. Sie eignet sich ideal für Krankenstationen, Desinfektionsräume, Labore, Kliniken und kleinere AEMP-Abteilungen sowie andere Einrichtungen, die ein zuverlässiges Reinigungs- und Desinfektionsgerät mit mittlerer Kapazität und kleinen Bodenmaßen benötigen.

Design mit Liebe zum Detail: Das Reinigungs- und Desinfektionsgerät Aquadis 44 beinhaltet eine Reihe von Funktionen, die die Bedienfreundlichkeit für die Benutzer verbessern.

+ Effiziente Raumnutzung

Eine Klapptür schafft Bodenfreiheit, kein Transportwagen für den Betrieb erforderlich.

+ Ergonomischer Beladevorgang

Leichter Zugang für eine bequeme Beladung der oberen und unteren Reinigungswagen.

+ Leicht zu reinigende Oberflächen

Minimieren Sie das Risiko mikrobieller Ansammlungen durch eine glatte, leicht abwischbare Oberfläche.

+ Einfach zu warten

Der bequeme Frontzugang vereinfacht die tägliche Nutzung und Wartungsarbeiten.

Funktionales Design Intuitiv und einfach zu bedienen

Getinge Aquadis 44 zeichnet sich durch seine innovative und bedienerfreundliche Benutzeroberfläche aus. Das intuitive Design fügt sich nahtlos in andere Getinge-Produkte ein, reduziert den Schulungsbedarf und ermöglicht einen einfachen Betrieb für Mitarbeiter aller Erfahrungslevel. Die RFID-Technologie vereinfacht die Benutzerinteraktion noch weiter.

Der 7-Zoll-Bildschirm mit hoher Auflösung lässt sich auch aus größerem Abstand gut ablesen und überwachen. Kritische Statusinformationen werden übersichtlich und logisch angezeigt. Ein LED-Lichtstreifen über der Tür zeigt die gleichen Statusfarben an wie auf dem Bildschirm.

Programmauswahl und verbleibende Prozessdauer




Übersichtliche Menüoptionen erleichtern die Auswahl des richtigen Programms.



Statusanzeige: Die verbleibende Prozessdauer ist auch aus einiger Entfernung gut zu erkennen.

Status auf einen Blick



Die Benutzeroberfläche liefert klare und übersichtliche Informationen – und zwar nur die Informationen, die Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigen, nicht mehr und nicht weniger.



Klare und einfach verständliche Hilfen zur Problembehebung oder für den Zugang zu erweiterten Funktionen sind direkt über die Benutzeroberfläche verfügbar.



Akustische Alarme werden von farbcodierten optischen Warnsignalen begleitet, die das Problem identifizieren und Lösungen aufzeigen.

Ein ressourceneffizientes Reinigungs- und Desinfektionsgerät

Mit intelligenten technologischen Lösungen

Wir bei Getinge ergreifen Maßnahmen, um unsere Kunden in die Lage zu versetzen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Dazu untersuchen wir beispielsweise, wie wir unsere Produkte und Lösungen so ressourceneffizient wie möglich gestalten können.

Wir verpflichten uns, unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Dazu setzen wir uns ehrgeizige Ziele, um bis 2050 im Einklang mit der Science Based Targets Initiative (SBTi) klimaneutral zu werden.

Alle Produktionsstandorte arbeiten mit Umweltmanagementsystemen gemäß ISO 14001. Erfahren Sie mehr über die Nachhaltigkeitsziele von Getinge auf unserer Website.

→ Erfahren Sie mehr über unsere Nachhaltigkeitsziele

EcoDesign ist bei Getinge Standard und konzentriert sich auf die Verwendung von sichereren und weniger Materialien, die Integration von Rundumlösungen und die Reduzierung des Medien-, Energie- und Wasserverbrauchs.

Reduzierter Energieverbrauch

Unser vorrangiges Umweltschutzziel besteht darin, Produkte mit einem geringen Energieverbrauch zu produzieren und auf diese Weise die Auswirkungen auf das Klima zu reduzieren. Aquadis 44 ist ein Beispiel dafür, wie wir intelligente Technologielösungen einsetzen, um den Energieverbrauch auf einem niedrigen Niveau zu halten.

Aquadis 44 kombiniert standardmäßig niedrigen Wasser- und Energieverbrauch mit einzigartigen Funktionen. Die Dosierung des Reinigungsmittels wird automatisch an das verwendete Wasservolumen angepasst und die Rückstände des Reinigungsmittels werden reduziert, wodurch Abfall verringert wird.



Maximale Reinigung Präzise und konstante Ergebnisse

Reinigungsmittel

Unser Getinge Reinigungsmittelsortiment bietet seit vielen Jahren optimale Leistung bei gleichzeitig effizientem und wirtschaftlichem Durchsatz. Das umfangreiche Sortiment an Reinigungsmitteln und Pflegeprodukten für Instrumente umfasst modernste Zusammensetzungen zur Bewältigung höchster Anforderungen bei der Instrumentenreinigung: Vorbehandlung und komplexe minimal-invasive chirurgische Instrumente.

Clean Management System CMS (Reinigungsmanagementsystem)

Unser zentrales Dosiersystem kann mit Reinigungs- und Desinfektionsgeräten, Ultraschall-Reinigungsgeräten und manuellen Reinigungsstationen in der medizinischen Versorgung und bei Laboranwendungen verbunden werden, um die richtige Reinigungsmittelmenge an jedem Einsatzort der Abteilung sicherzustellen.

→ Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre Instrumentenaufbereitung gewährleisten können

Assured-Reinigungskontrolle

Der routinemäßige Einsatz unserer Getinge Assured-Produkte zur Reinigungskontrolle bietet Ihnen den unabhängigen Nachweis, ob der Reinigungsprozess konstant und effektiv abläuft.

Für die abschließende Überprüfung bieten wir ein breites Spektrum an Tests auf Proteinrückstände für Oberflächen und Instrumente an, auch für Instrumente mit Hohlräumen.



Digitale Vernetzung Sterilgut-Management

Getinge Aquadis 44 kann in T-DOC, die Sterilgutmanagement- und Rückverfolgbarkeitslösung von Getinge, integriert werden. T-DOC erfasst und speichert Echtzeit-Zyklusdaten und ermöglicht die Berichterstattung über die Geräteleistung. Diese wertvolle Informationsquelle hilft AEMP-Managern und Krankenhausverwaltern, Probleme zügig zu beheben, die Produktionsplanung zu verbessern und die Konformität sicherzustellen.

Unsere Lösung wächst mit Ihren Anforderungen an eine vollständige Rückverfolgbarkeit, optimierte Instrumenten- und Geräteauslastung und pünktliche Lieferung für Operationen.



Sicherstellung der Konformität
mit Echtzeit-Datenprotokollierung
und Speicherung




Erfahren Sie mehr über T-DOC



Digitale Vernetzung Management des Gerätelebenszyklus

Schließen Sie Ihr Aquadis 44 an, um auf FleetView zuzugreifen und Echtzeit-Servicedaten und Nutzungseinblicke zu erhalten. Es hilft Ihnen, die Verfügbarkeit und Leistung Ihrer Geräte zu optimieren und ermöglicht gleichzeitig die Bestellung von Ersatzteilen, die Fehlerbehebung aus der Ferne und fachkundigen Support. Alles ist über ein kundenspezifisches und sicheres Webportal von Ihrem Tablet, Telefon oder Computer aus zugänglich.

FleetView ermöglicht Ihnen auch eine präzise Wartungsplanung, hilft Ihnen, Störungen zu vermeiden und ermöglicht Ihnen fundierte Entscheidungen, die die Zuverlässigkeit und Konformität stärken – und so Ihre Gesamtbetriebskosten senken.



Verbessern Sie den Durchsatz bei der sterilen Aufbereitung, um mit der chirurgischen Nachfrage Schritt zu halten.



Erfahren Sie mehr über FleetView



Ein umfangreiches Sortiment Zubehör für jeden Bedarf

Getinge bietet ein umfassendes Sortiment an Zubehör für die Beladung, mit dem Sie Ihre Getinge Aquadis 44 an nahezu jede Anforderung anpassen können.

→ Erfahren Sie mehr über unser Zubehör für die Beladung



Getinge Services Sich um diejenigen kümmern, die für andere sorgen

Getinge Services unterstützt Sie dabei, die bestmögliche Verfügbarkeit Ihres Getinge Aquadis 44 Reinigungs- und Desinfektionsgeräts zu erreichen.

Wir berücksichtigen alle Gesichtspunkte der Gesundheitsversorgung. Kombinieren Sie Ihre Serviceanforderungen, um eine höhere Pflegequalität, Patientensicherheit, Geräteverfügbarkeit, Mitarbeiterzufriedenheit und einen optimierten Ressourceneinsatz zu gewährleisten.

Niedrige Gesamtbetriebskosten:

- Auf Langlebigkeit ausgelegt – konzipiert für langfristige Zuverlässigkeit und minimalen Aufwand bei der vorbeugenden Wartung
- Leichter Zugang reduziert den Zeitaufwand für Wartungsarbeiten
- Wartungsarmes Reinigungsmittel-Dosiersystem

Verlassen Sie sich auf Getinge. Wir bieten Ihnen bewährte Wertschöpfung und eine starke Partnerschaft, die Ihre Abteilung stärker, sicherer und effizienter machen.



Technische Daten

Ihrer Herausforderung gewachsen



Aquadis 44	Einheit
Breite	650 mm
Tiefe (ohne Griffe)	692 mm
Größe	1.860 mm
DIN-Sieb-Kapazität	8
Maximale Waschebenen	4
Nutzbare Kammervolumen	201 l
Bruttokammervolumen	280 l

Diese Informationen richten sich ausschließlich an medizinisches Fachpersonal oder andere professionelle Zielgruppen und dienen nur zu Informationszwecken. Sie sind nicht vollständig und sollten daher nicht als Ersatz für die Gebrauchsanweisung, die Serviceanleitung oder eine medizinische Beratung herangezogen werden. Getinge übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Unterlassungen einer Person oder Partei, die auf diesem Material basieren, und das Vertrauen in dieses Material erfolgt ausschließlich auf Risiko der Benutzer/-innen.

Möglicherweise steht die behördliche Zulassung zur Vermarktung der dargestellten Produkte in Ihrem Land noch aus. Bitte beachten Sie, dass der Farbton zwischen Bildern und tatsächlichen Produkten variieren kann.

Hersteller:
Getinge Disinfection AB · Ljungadalsgatan 11 · 352 46 Växjö · Schweden · +46 10 335 06 00 · info@getinge.com

Ihren lokalen Getinge-Vertriebspartner finden Sie unter der folgenden Adresse:
Getinge Deutschland GmbH · Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Deutschland · +49 7222 932-0 · info.vertrieb@getinge.com
Getinge Österreich GmbH · Lemböckgasse 49 · 1230 Wien · Österreich · +43 1 8651487-0 · info-at@getinge.com
Getinge Schweiz AG · Quellenstrasse 41B · 4310 Rheinfelden · Schweiz · +41 61 836 47 70 · info@getinge.ch

Besuchen Sie unser Experience Center:
Getinge Experience Center Frankfurt · De-Saint-Exupéry-Straße 10 · 60549 Frankfurt am Main · Deutschland · gec.frankfurt@getinge.com

Das Produkt ist auch mit Produkten der folgenden Hersteller kompatibel:
Getinge IT Solutions ApS · Dampfargevej 21 · 2100 Copenhagen · Dänemark · +45 33 33 88 55 · info@getinge.com
Getinge Sterility Assurance · 74 Inverness Drive East · Englewood, CO 80112 · USA · +1 303-660-4201 · info@getinge.com
Quadralene Limited · Unit 3, St. Modwen Park, Andressey Way · Derby · DE21 6YH · UK · +44 (0)1332 292500 · info@getinge.com