



Vasoview Hemopro 2


Geräteübersicht

Vasoview Hemopro 2

Endoskopisches Gefäßentnahmesystem



Getinge-Einwegprodukte



Getinge-Systemteile*

- Verlängertes 7-mm-Endoskop
- Vasoview Hemopro-Netzteil
- Vasoview Hemopro 2 Adapterkabel
- Vasoview Hemopro 2 Verlängerungskabel

Verlängertes 7-mm-Endoskop

- Länge 49 cm (gesamt)
- Distales Ende mit Gewinde

Vasoview Hemopro 2
Verlängerungskabel



Vasoview Hemopro 2
Adapterkabel



MAQUET Vasoview
Hemopro-Netzteil

Netzkabel



Erforderliche Krankenhaus-Ausstattung

Turm-/ Säulenausrüstung

- CO₂-Insufflator und CO₂Versorgung
- Kameramodul
- Videomonitor
- Kaltlichtquelle
- Kaltlichtkabel
- Steriler CO₂-Insufflationsschlauch
- Mit dem Endoskop kompatibler Kamerakopf (steril oder mit geeignetem Einweg-Bezug für Kamerakopf)
- Video-Recorder (optional)

*Bei Wiederverwendung von Systemteilen sind die Anweisungen zur Sterilisation zu beachten


Zusätzliches Equipment (optional)

- Steriles wasserlösliches Kontakt-Gel
- Grundlegende Kleininstrumente zur Wundversorgung und Ligatur von Gefäßen
- Antibeschlaglösung
- Klinge Nr. 11
- Markierstift

Produkt Bestell-Informationen

Materialbeschreibung	Katalognummer
Verlängertes 7-mm-Endoskop	VH-1111
Vasoview Hemopro 2 Adapterkabel	VH-4020
T.W. Netzteil	VH-3010
Vasoview Hemopro 2 Verlängerungskabel	VH-4030
Vasoview Hemopro 2: <ul style="list-style-type: none">• Endoskopisches Gefäßentnahmesystem• Vasoview Hemopro 2 Instrument zur Gefäßentnahme• Vasoview Hemopro 2 Kanüle zur Gefäßentnahme• Vasoview Kurzport-Trokar mit stumpfer Spitze (BTT) und Kanülendichtung• 5-ml-Spritze• 30-ml-Spritze• Konisch geformte Dissektionsspitze	VH-4000
Vasoview Hemopro 2 mit Vasoshield	VH-4001
Vasoview Zubehörset für endoskopisches Gefäßentnahmesystem: <ul style="list-style-type: none">• Vasoview Kurzport-Trokar mit stumpfer Spitze (BTT) und Kanülendichtung• 30-ml-Spritze• Konisch geformte Dissektionsspitze	VH-2004



*Getinge und **GETINGE** * sind Marken oder eingetragene Warenzeichen der Getinge AB, ihrer Tochtergesellschaften oder verbundener Unternehmen in den USA oder anderen Ländern. · Copyright 2021 Maquet Cardiovascular LLC · Alle Rechte vorbehalten ·  VORSICHT: In den USA sind der Verkauf, die Distribution und Verwendung dieses Geräts laut Bundesgesetz nur auf ärztliche Anordnung oder durch Ärzte gestattet. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung für aktuelle Hinweise, Warnhinweise, Kontraindikationen und Vorsichtsmaßnahmen.

Getinge · 45 Barbour Pond Drive · Wayne, NJ 07470 · USA · 1 888 627 8383

Ihren lokalen Getinge-Vertriebspartner finden Sie unter der folgenden Adresse:

Getinge Deutschland GmbH · Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Deutschland · +49 7222 932-0 · info.vertrieb@getinge.com

Getinge Österreich GmbH · Lemböckgasse 49 · 1230 Wien · Österreich · +43 1 8651487-0 · info-at@getinge.com

Getinge Schweiz AG · Quellenstrasse 41b · 4310 Rheinfelden · Schweiz · +41 71 335 03 03 · info@getinge.ch

www.getinge.de

MCV00107775 REVA