

# Getinge Clean Kammerschaum

– gebrauchsfertiger saurer Schaumreiniger

Getinge Clean Kammerschaum erleichtert die Reinigung Ihrer Geräte und Anlagen.

Getinge Clean Kammerschaum ist ein gebrauchsfertiger saurer Schaumreiniger zur Verwendung auf Edelstahlflächen. Der Schaum erleichtert die Reinigung und lässt sich mit einem feuchten Tuch einfach abwischen. Dieser Schaumreiniger dient der Reinigung von z. B. Sterilisationskammern, entfernt Kalkablagerungen, mineralische Ablagerungen oder auch Gerüche. Er eignet sich sogar für die Entfernung von Rost.

Getinge Clean Kammerschaum erhöht die Sicherheit und reduziert den Zeitaufwand bei der Reinigung für Servicetechniker und AEMP-Mitarbeiter. Dieses Produkt unterstützt die gewünschten Prozessbedingungen und senkt gleichzeitig die Reparaturkosten aufgrund unzureichender Wasserqualität und vernachlässigter Wartung.

Der Kammerschaum wurde an Getinge Sterilisatoren und Reinigungs- und Desinfektionsgeräten getestet und ist mit allen Edelstahloberflächen kompatibel.



Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer regionalen Getinge-Vertretung unter [getinge.de/kontakt](http://getinge.de/kontakt).

[www.getinge.de](http://www.getinge.de)

GETINGE 