

Getinge Monitortragarme

Für eine optimale Darstellung von hochauflösenden Bilddaten

Während eines chirurgischen Eingriffs darf nichts den Arbeitsablauf im Operationssaal stören. Getinge Monitortragarme können individuell mit OP-Leuchten und Deckenversorgungseinheiten kombiniert werden und tragen so zur Optimierung des Arbeitsablaufs bei. Die Tragarme können Monitore mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 32" aufnehmen und diese flexibel horizontal und vertikal positionieren.



Verbesserte Arbeitsbedingungen

- Hochauflösende Bilder für bessere Arbeitsergebnisse**
 Bilddaten in Full HD- oder 4K-Auflösung ermöglichen intraoperativ eine optimale Darstellung des OP-Feldes.
- Anwendungsorientierte Positionierung**
 Die Monitore können horizontal und vertikal positioniert werden, um die Anforderungen jedes Eingriffs zu erfüllen – unabhängig davon, ob der Operateur sitzt oder steht.
- Störungen vermeiden für einen verbesserten Arbeitsablauf**
 Die Monitore lassen sich einfach zur Seite oder über Kopfhöhe schieben, wenn diese je nach Situation nicht benötigt werden, um den Arbeitsablauf nicht zu stören.
- Vollständige Abdeckung des Operationsbereichs**
 Die Monitortragarme können einen Bereich von bis zu 5,00 m um den Befestigungspunkt abdecken.
- Minimiert das Risiko von Krankenhausinfektionen**
 Alle Leitungen zur Spannungsversorgung und zur Bildübertragung verlaufen komplett innerhalb der Monitortragarme. Zusätzlich bietet die sog. Rear Box eine praktische und hygienische Aufnahmemöglichkeit für Netzteile, Videoempfänger und weiteres Zubehör.



Die waagrechte Positionierung des Monitors maximiert die Durchgangshöhe.



Neigung von +90° bis -45°



Die Rear Box erleichtert die Reinigung sowie das Kabelmanagement der Monitore.



	1-facher Monitorhalter FHS/ MHS	2-facher Monitorhalter MHD	1-facher Monitorhalter XHS	2-facher Monitorhalter XHD
Bildschirmdiagonale	bis 32"	bis 32"	bis 32"	bis 32"
Neigung	-	-	+90°/-45°	+60°/-10°
Handgriff	Optional (Sterilisierbare Handgriffe oder Adapter für Einweghandgriffaufnahme)	Optional (Sterilisierbare Handgriffe oder Adapter für Einweghandgriffaufnahme)	Optional (Sterilisierbare Handgriffe oder Adapter für Einweghandgriffaufnahme)	Optional (Bügelgriff)
Rear Box	Optional	Optional	Optional	-

MAQUET SAS · Parc de Limère, Av. de la Pomme de Pin · CS 10008 Ardon · 45074 Orléans, cedex 2, Frankreich · Telefon: +33 2 38 25 88 88 · Fax: +33 2 38 25 88 00

Ihren lokalen Getinge-Vertriebspartner finden Sie unter der folgenden Adresse:

Getinge Deutschland GmbH · Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Deutschland · +49 7222 932-0 · info.vertrieb@getinge.com
 Getinge Österreich GmbH · Lemböckgasse 49 · 1230 Wien · Österreich · +43 1 8651487-0 · info-at@getinge.com
 Getinge Schweiz AG · Quellenstrasse 41B · 4310 Rheinfelden · +41 71 335 03 03 · info@getinge.ch

www.getinge.de

