



Knielagerungsaggregat

Die moderne Kniechirurgie

Knielagerungsaggreat

Ideale Assistenz im OP bei Eingriffen am Knie

Elektromotorisch betriebenes Knielagerungsaggreat

Das elektromotorisch betriebene Knielagerungsaggreat ist für verschiedene operative Eingriffe geeignet. Das Anwendungsgebiet liegt im Bereich der Knieendoprothetik, arthroskopische und offene Eingriffe im Kniebereich bis hin zur Frakturversorgung. Das Knielagerungsaggreat erleichtert dem Chirurgen die Steuerung der intraoperativ notwendigen Beuge- und Streckbewegungen. Eine sichere Fixierung des Beines ist bei dem Vorgang sichergestellt. Das Aggregat wird über einen mitgelieferten Kloben an der seitlichen Gleitschiene des OP-Tisches fixiert und vom Operateur über einen Fußschalter bedient.



Knielagerungsaggreat motorisch verstellbar

Manuelles Knielagerungsaggreat

Mit dem manuell zu bedienendem Knielagerungsaggreat wird der Oberschenkel bei vielen Eingriffen am Kniegelenk sicher gehalten. Das Aggregat kann dank der Höhen- und seitlichen Verstellung flexibel an die Patientenanatomie angepasst werden. Über einen mitgelieferten Radialstellkloben wird das Knielagerungsaggreat an der seitlichen Gleitschiene des OP-Tisches angebracht.



Knielagerungsaggreat manuell verstellbar

Bestellnummern

1004.84A0	Knielagerungsaggreat motorisch verstellbar, inkl. Kloben, Gelkissen und Fußschalter
1004.84B0	Knielagerungsaggreat manuell verstellbar, inkl. Radialstellkloben und Gelkissen

Maquet GmbH · Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Germany · +49 7222 932-0

Ihren lokalen Getinge-Vertriebspartner finden Sie unter der folgenden Adresse:

Getinge Deutschland GmbH · Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Deutschland · +49 7222 932-0 · info.vertrieb@getinge.com
Getinge Österreich GmbH · Lemböckgasse 49 · 1230 Wien · Österreich · +43 1 8651487-0 · info-at@getinge.com
Getinge Schweiz AG · Quellenstrasse 41B · 4310 Rheinfelden · Schweiz +41 71 335 03 03 · info@getinge.ch

www.getinge.de

GETINGE 