



Maquet Moduevo PLG-II SKY Decken- versorgungseinheit

Bessere Konnektivität von
medizinischen Geräten



Bessere Konnektivität von medizinischen Geräten Maquet Moduevo PLG-II SKY

Maquet Moduevo PLG-II SKY versorgt mobile medizinische Geräte im OP (z.B. Narkosegerät, Herz-Lungen-Maschine oder Endoskopiegeräte auf einem Wagen) mit Strom, Gas und Übertragungssignalen.

Angenehme und ergonomische Arbeitsbedingungen

- PLG-II SKY ist eine ergonomische Deckenversorgungseinheit, die problemlos mit unterschiedlichen angeschlossenen Gerätegrößen kompatibel ist und bis auf 400 mm höhenverstellbar ist. Sie ermöglicht einen leichten Zugang zu Steckdosen und Anschlüssen entsprechend der Körpergröße des Klinikpersonals.
- Leicht manövrierbar dank des seitlich montierten Griffs für eine korrekte Positionierung während des Eingriffs und eine sichere Platzierung in der Parkposition, für einfache Reinigungsbedingungen.
- Intuitive Ausstattung dank großer Kabelkapazität mit Steckdosen und Anschlüssen auf beiden Seiten sowie auf der Unterseite.
- Ein optionales Umgebungslicht kann zusätzlich auf der Unterseite integriert werden – dies gewährleistet die Beleuchtung bei minimalinvasiven Eingriffen oder bietet dem Anästhesisten die erforderliche Sicht, um sich auf den Patienten zu konzentrieren.
- Nach der Operation wird die Reinigung erleichtert, da der Tragarm dank der Parkposition in der gewünschten Höhe genügend Kopffreiheit bietet.

Geeignet für verschiedene Operationssäle

- Dank eines Aktionsradius von bis zu 2975 mm bietet PLG-II SKY die Flexibilität, das angeschlossene Equipment entweder links oder rechts zu positionieren, je nach Eingriff und Fachbereich.
- Durch die Modularität von Höhe und Länge des Aufhängungsrohrs ist das System an verschiedene Raumkonfigurationen anpassbar.
- In Hybrid-OPs bietet es mehr Freiheit bei der Einrichtung, da es außerhalb der Deckenschienen installiert werden kann.

Flexibel

- Je nach zukünftigem Bedarf können Sie dank einer hohen Kabelkapazität jederzeit Platz für neue Datenbuchsen vorsehen.
- Kompatibilität mit der Beam Plus Option, die die kostengünstige Installation eines Monitors, einer Untersuchungs- oder sogar einer OP-Leuchte ohne zusätzliche Verankerung ermöglicht.
- Der Federarm von Maquet Moduevo PLG-II SKY benötigt keinen Strom, wodurch kein Energieverbrauch entsteht.

- + Angenehme und ergonomische Arbeitsbedingungen
- + Geeignet für verschiedene Operationssäle
- + Flexibel



Mehr erfahren über Maquet Moduevo PLG-II SKY

Beam Plus Option
für vereinfachten Anschluss
eines Monitors,
Untersuchungs- oder OP-Leuchte
ohne zusätzliche Verankerung



Modulare Höhe
für individuelle Anpassung
an jeden Raumbedarf

Einfacher Zugang
zu Anschlüssen und Steckdosen

Federarm
für leichte Manövrierbarkeit
ohne Strom

Integriertes Umgebungslicht
für bessere Sicht

Intuitiver Griff
für bessere Manövrierbarkeit



Maquet Moduevo PLG-II SKY

Technische Daten

Variante	Konfiguration PLG-II SKY Modul	Aktionsradius	Höhenverstellung
Single Beam (Versorgungsmodul ohne Tragarmsystem)	an Verankerung	1475 mm	400 mm
SAT-PLG (Versorgungsmodul ohne Tragarmsystem, an Distanzrohr Satelite)	an SATELITE		
Duo/Double Beam (Versorgungsmodul mit Tragarmsystem)	mit LL6-0	2075 mm	
	mit LL9-0	2375 mm	
	mit LL12-0	2675 mm	
	mit LL15-0	2975 mm	



Wir bei Getinge sind davon überzeugt, dass jede Person und Gesellschaft Zugang zur bestmöglichen Versorgung haben sollte. Daher bieten wir Krankenhäusern und Life-Science-Einrichtungen Produkte und Lösungen an, welche die klinischen Ergebnisse verbessern und die Arbeitsabläufe optimieren sollen. Das Angebot umfasst Produkte und Lösungen für die Intensivmedizin, kardiovaskuläre Eingriffe, Operationssäle, Sterilgut-aufbereitung und Life Science. Getinge beschäftigt weltweit über 10.000 Mitarbeiter. Unsere Produkte werden in mehr als 135 Ländern verkauft.

Manufacturer: Maquet (Suzhou) Co., Ltd · No.158 Fangzhou Road · Suzhou Industrial Parl · 215024 Suzhou · China · +86 (0) 512 62839880

Ihren lokalen Getinge-Vertriebspartner finden Sie unter der folgenden Adresse:

Getinge Deutschland GmbH · Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Deutschland · +49 7222 932-0 · info.vertrieb@getinge.com

Getinge Österreich GmbH · Lemböckgasse 49 · 1230 Wien · Österreich · +43 1 8651487-0 · info-at@getinge.com

Getinge Schweiz AG · Quellenstrasse 41b · 4310 Rheinfelden · Schweiz · +41 71 335 03 03 · info@getinge.ch

www.getinge.de