

Mehr Auswahlmöglichkeiten mit Maquet Meera CL

Genau das, was Sie brauchen – nicht mehr und nicht weniger

Jedes Krankenhaus benötigt solide, funktionsgerechte OP-Tische, aber nicht jeder OP braucht einen OP-Tisch mit allen Funktionen. Deshalb gibt es in der Produktfamilie Maquet Meera jetzt auch Maquet Meera CL. Ideal für den vielseitigen Einsatz sowie die Allgemeinchirurgie.



Entdecken Sie die Vorteile des mobilen OP-Tisches Maquet Meera CL

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Nicht alle Krankenhäuser benötigen eine motorische Beinplattenverstellung. Maquet Meera CL basiert auf den gleichen Komponenten wie alle Tische der Maquet Meera Linie, verfügt jedoch über einen vereinfachten Tischfuß mit mechanischer Verriegelung und manueller Beinplattenverstellung. Dadurch erhalten Sie die wichtigsten Funktionen von Maquet Meera, aber zu einem reduzierten Preis.

Ergonomische Handhabung

Smart Control - Das neue universale Handbediengerät mit grafischem Touchscreen macht die Positionierung ganz einfach. Informationen zur Tischkonfiguration werden kontinuierlich empfangen und in Echtzeit angezeigt. Dies spart Zeit, erhöht die Sicherheit und vereinfacht die Dokumentation.

Stabilität für die größten Patienten

Der robuste Tischfuß sorgt für Stabilität und Sicherheit bis zu einem Maximalgewicht von 454 kg. Für die komplexen Anforderungen der bariatrischen Chirurgie bietet Maquet Meera CL eine uneingeschränkte Belastbarkeit von 250 kg für jede Tischeinstellung.

Große Auswahl an kompatibelem Zubehör

Alle Tische der Maquet Meera Produktfamilie verfügen über identische Schnittstellen. Somit wird die Kompatibilität mit vorhandenem Maquet OP-Tisch-Zubehör gewährleistet und eine nahtlose Integration in Ihren Operationsbereich sichergestellt. Dies erhöht die Flexibilität der vorhandenen Geräte, um die Lebensdauer Ihrer bestehenden OP-Tisch-Investition zu verlängern.

Besserer Patientenzugang und bessere Ergebnisse durch Längsverschiebung

Die motorisierte Längsverschiebung verbessert den Zugang für den Chirurgen und für den C-Bogen, was die intraoperative Diagnostik und Behandlung erleichtert. In Verbindung mit CFK-Zubehör ist eine 360°-Bildgebung möglich.

Beweglichkeit

Die spezielle Rollenkonstruktion ermöglicht das Umschalten zwischen Spurführung und der Querverfahr-Funktion. Die seitliche Bewegungsfunktion ist ideal für die Nutzung in ambulanten Operationszentren geeignet.

Produktmerkmale

- Stabiler Tischfuß mit vier Doppel-Lenkrollen für einfaches Bewegen und Manövrieren (Tischfuß kann mittels Fußpedal festgestellt werden)
- Stoß-, bruch- und desinfektionsmittelbeständige GFR-Verbundkunststoff-Abdeckung für Override-Panel
- Gehäuseverkleidung aus Chrom-Nickel-Stahl
- Identische Schnittstellen auf Normal- und Reverse-Seite



Elektrische Angaben

- Speziell entwickelte Akkus mit einer Kapazität für ca. eine OP-Arbeitswoche
- Elektronische Überwachung des Ladezustands mit optischer Anzeige und akustischem Signal
- Nachladen der Akkus über das Wechselstromnetz
- 100–240 V AC (umschaltbar), 50–60 Hz, über Netzkabel

Funktionen des Smart Control Bediengerätes

- Anzeige von Informationen zur Tischkonfiguration
- Speicherfunktion für bis zu 10 Lagerflächenpositionen
- Ladezustand der Säule und des Handbediengerätes
- Service- und Fehlermeldungen
- Vorprogrammierte Lagerungspositionen: Flex, reflex und horizontale Lagerung
- Tischverriegelung, um ungewollte Bewegungen zu verhindern
- Hintergrundbeleuchtung

Eigenschaften Maquet Meera CL 7000.01X0

Gewicht	218 kg
Länge der OP-Lagerfläche ohne Zubehör	765 mm
Maximale Gesamtbelastung (Patient und Zubehör)	454 kg bei normaler Lagerung, 250 kg bei Reverse-Lagerung
Trendelenburg / Reverse-Trendelenburg	25°/35°
Kantung	20°
Untere Rückenplatte	+75°/-40°
Beinplatte (manuell)	-90°
Motorische Längsverschiebung	310 mm

Maquet GmbH · Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Germany · +49 7222 932-0 · info.sales@getinge.com

Ihren lokalen Getinge-Vertriebspartner finden Sie unter der folgenden Adresse:

Getinge Deutschland GmbH · Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Deutschland · +49 7222 932-0 · info.vertrieb@getinge.com

Getinge Österreich GmbH · Lemböckgasse 49 · 1230 Wien · Österreich · +43 1 8651487-0 · info-at@getinge.com

Getinge Schweiz AG · Wilerstrasse 75 · 9200 Gossau · Schweiz · +41 71 335 03 03 · info@getinge.ch

www.getinge.com

GETINGE 