



Vereinfachen Sie komplexe Patientenpositionierungen mit dem Maquet Zugspindelaggregat

- Mit dem sternförmigen Griff kann das Bein während des Eingriffs jederzeit unkompliziert in die benötigte Position rotiert werden
- Ermöglicht eine maximale Traktion von bis zu 80 kg
- Eine Gradanzeige weist die exakte Position der Extremität aus und gewährleistet dadurch größte Genauigkeit
- Automatisches Einrasten des Griffs beugt Verletzungen durch Fehlbedienungen vor
- Kann an bereits vorhandener Stahl-Extension eingesetzt werden



Ihren lokalen Getinge-Vertriebspartner finden Sie unter der folgenden Adresse:

Getinge Deutschland GmbH • Kehler Str. 31 • 76437 Rastatt • Deutschland • +49 7222 932-1200 • info.vertrieb@getinge.com
Getinge Österreich GmbH • Lemböckgasse 49 • 1230 Wien • Österreich • +43 1 8651487-0 • info-at@getinge.com
Getinge Schweiz AG • Quellenstrasse 41B • 4310 Rheinfelden • Schweiz • +41 71 335 03 03 • info@getinge.ch

www.getinge.de

GETINGE 