

Acrobat-i Off-Pump System


A Technological Advance In Beating Heart Surgery

A Unique System Created

視認性と操作性が向上

Acrobat-i スタビライザー&ポジショナーの特徴 Innovation Without Compromise

Acrobat-i は従来のAcrobat SUVとXPOSEの長所であるアームの強度を保ちつつ、安定性や柔軟性を備え、操作性を向上させ、視野を確保し、胸部への外科的アクセスを容易にします。



革新的なAcrobat-i スイベル

- Acrobat-i は胸部への容易なアクセスと術野を確保できるよう運動性が向上しました。
- スイベル: Flexlinkアームは180°の左右旋回が可能となりました。
- スタビライザー: 胸腔内へアームを垂直に落とし込むことが可能です。

Built On A Foundation Of Excellence

さらに高いパフォーマンスを実現



Acrobat-i スタビライザー

スプレッド機能が可能なフットは、組織を固定させ血管の吻合を容易にします。様々な手技に安定性と視認性を提供することが可能です。




Acrobat-i 3-スロットソケット

“Toes-up”や“Toes-down”のポジショニング機能により血管の取り扱いが難しいエリアでも対応可能です。



Acrobat-i ポジショナー

アクティブサスペンションによる特許技術は正常な心動や循環動態を維持します。順応性があるカップは心臓をやさしくホールドします。心尖部以外にも使用可能です。




Acrobat-i スタビライザー付属品

Access Rail™ プラットフォーム(ブレード)

スタビライザーに1セット付属しています。

1. プラットフォームリリースラッチ
2. プラットフォーム
3. 縫合糸ホルダ



アクティベータドライブ 別売り品

Confidently deliver OPCAB benefits to more patients

Acrobat-i オフポンプシステムはGetingeグループカーディオバスキュラーのGold Standardと世界クラスのサービスを提供し、技術革新へ貢献します。Getingeグループはケアの向上をめざす世界各国の臨床医をサポートします。

Acrobat-i Off-Pump System Product Ordering Information

カタログ番号	製品名
OM-10000Z	Acrobat-i スタビライザー*
XP-5000Z	Acrobat-i ポジショナー
UA-5001	アクティベータドライブ

* Access Rail™プラットフォーム(ブレード)はスタビライザーに付属しています。

販売名: Acrobat-i スタビライザー
カタログ番号: OM-10000Z
認証番号: 224AABZX00035000

販売名: Acrobat-i ポジショナー
カタログ番号: XP-5000Z
認証番号: 224AABZX00040000

販売名: アクティベータドライブ
カタログ番号: UA-5001
届出番号: 13B1X00176CV0002



ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲
TEL: 03-5463-8316
第一種医療機器製造販売業許可番号 13B1X00176

本情報は、医療従事者またはその他の専門家を対象とした参考情報の提供のみを目的としています。本情報は網羅的ではないため、取扱説明書、サービスマニュアルまたは医療アドバイスの代わりとして用いることはできません。最新の情報および注意事項については、医療機器添付文書を参照してください。ゲティンゲは、この資料に基づいて行われたいかなる者の行為または不作為に対しても、一切の責任または義務を負いません。ご使用になれる場合は自らの責任において行ってください。ここに述べられた治療法、ソリューション、製品は、国によっては利用できない、または許可されていない場合があります。ゲティンゲの文書による許可なく、本情報の全部または一部を複製または使用することはできません。

www.getinge.com/jp