

## The Circle for Life

私たちは命を助けるための医療技術を、より多くの人たちに届けることを使命としています。

滅菌再生処理、デジタルソリューション、手術室をはじめ、さまざまな領域でお客様と協業し、臨床成果の進歩、および医療経済の改善に努めています。



<https://www.getinge.com/jp/>

# 第100回 日本医療機器学会大会

メディカルショー・ジャパン&ビジネスエキスポ 2025



ゲティンゲは6月12日~14日にパシフィコ横浜で開催される第100回日本医療機器学会、メディカルショー・ジャパン&ビジネスエキスポ2025の展示とランチョンセミナーに参加いたします。滅菌供給部門における製品やデジタルソリューションを体験いただけます。また、手術台と手術用照明器も展示予定です。皆様のお越しをお待ちしております。

## ランチョンセミナーのご案内

会場 **パシフィコ横浜** 会議センター 第2会場

日時 **2025年6月13日(金) 12:10~13:00**

テーマ **CSSDのQMSとT-DOC & SteamCheck 機能付き蒸気滅菌器**

座長 **高階 雅紀 先生** (大阪大学医学部附属病院 手術部・臨床工学部・材料部・サブライセンター)

発表者 **齋藤 篤 先生** (大阪大学医学部附属病院 材料部 副部長)

従来のボウイー・ディックテストプログラムに代わる、SteamCheck(滅菌器自己判定式B&Dテストプログラム)のメリットと、今後の可能性についてお話しいたします。

発表者 **濱中 郁恵 先生** (大阪大学医学部附属病院 材料部)

ISO13485に準拠したCSSDのQMSを運用している中で、T-DOCが担う役割と重要性についてお話しいたします。

ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社 ヘルスケアマーケティング事業部

〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲 TEL:03-5463-8313

第一種医療機器製造販売業許可番号:13B1X0 0176

## 出展のお知らせ

滅菌供給部門におけるスムーズなワークフローを実現するための設備・機器に加え、病院内で働くスタッフの皆様が効率的に働くための環境をつくるソリューションをご紹介します。

### ブース展示

日時 **2025年6月12日 (木) 13:00~17:30**  
**13日 (金) 10:00~17:30**  
**14日 (土) 10:00~16:00**

展示会場 **パシフィコ横浜 展示ホールA**  
 ホスピタリティスペース

入場料 **無料** (当日登録制)



#### T-DOC

T-DOCは滅菌物の管理とトレーサビリティ情報の取得・管理を行うためのシステムです。これまで行われていた紙でのマニュアル管理からデジタル化することで、「誰でも簡単に」「必要な器材を適切な時間と場所に」整えることができます。また蓄積されたデータを活用することで最適な器材の在庫管理やコスト管理が可能となります。



#### INSIGHT

INSIGHTは、患者やベットの状態を見える化し、病床管理に関する手間を大幅に削減。これにより、病床稼働率が上がり、病院経営の効率化にも貢献します。



#### Torin

Torinは、手術部門の効率的な計画立案・管理、そして最適化をサポートする手術室マネジメントシステムです。Torinの導入によって、手術の計画立案が改善され、日々のスケジュールを予定通りに進めるための院内各部署のリソースの効率的な活用が可能になります。



#### GSS67F シリーズ

GSS67Fシリーズは低温蒸気とホルムリン（ホルムアルデヒド水溶液）を混合させた混合気体を滅菌剤として使用する低温滅菌器です。また、EN285に準拠した高圧蒸気滅菌とEN14180に準拠した低温蒸気ホルムアルデヒド滅菌を併用できる画期的なハイブリッド滅菌器です。



販売名：GSS67Fシリーズ 一般的名称：ホルムアルデヒドガス滅菌器  
 製造販売承認番号：229AKBZX00073000 医療機器の分類：特定保守管理医療機器



#### Getinge Aquadis 56 シリーズ

Getinge Aquadis 56 シリーズは省スペース・大容量設計で、ドアの仕様など、施設に合わせた選択肢が豊富なウォッシャー・ディスインフェクターです。プログラム内容、機械的要求事項に関して厳しい検査を経てISO15883に準拠した装置です。



販売名：Getinge Aquadis 56 シリーズ 一般的名称：器具除染用洗浄器  
 製造販売届出番号：13B1X00176C0011



#### Getinge Distribution Trolley

搬送システムは、手術室と滅菌供給部門のワークフローで重要な役割を担っています。Getinge Distributionトロリーは、人間工学と機能性の両面で器材の積降し及び院外への搬送を効率的に行えるようにに設計されています。



#### Getinge Clean & Assured

滅菌供給部門での、再生処理工程において、安全で安心な洗浄～滅菌を提供するために必要な製品を取り揃えました。各ゾーンでのリリース基準を踏まえて、保証すべき内容に対応する製品をご紹介します。



#### Maquet Corin 移動型手術台

Maquet Corin は、インテリジェントガイド付き移動型手術台です。手術部門の日常業務プロセスを効率化させる様々なテクノロジーを搭載し、より直感的な操作が行えるようになりました。安全機能やワークフローを向上させる機能も搭載し、快適な手術環境の実現に貢献します。



販売名：コーリン 一般的名称：汎用電動式手術台  
 製造販売届出番号：13B1X00176SW0053 医療機器の分類：特定保守管理医療機器



#### Maquet Ezea 手術用照明器

Maquet Ezea は、幅広い手術用途に適用し、外来手術センターなどの臨床現場でも、シンプルで使いやすく、信頼性の高いパフォーマンスを提供します。また、日々進化するリスク管理基準にも対応するように設計されています。



販売名：エゼア 一般的名称：手術用照明器  
 製造販売届出番号：13B1X00176SW0054 医療機器の分類：特定保守管理医療機器 / 設置管理医療機器