



# Sûr. Intelligent. Simple.

Original  
**DPTE®**  
Transfert aseptique

## Chariot de transfert pour DPTE®

Une plateforme mobile et ingénieuse, compatible avec toutes les solutions de transfert DPTE® Beta.

L'utilisation du chariot de transfert DPTE® assure une efficacité de production et une disponibilité de la ligne de remplissage optimales, tout en garantissant l'intégrité complète du produit à l'intérieur du système de transfert aseptique DPTE®.



Pour plus d'information, rendez-vous sur [www.getinge.fr](http://www.getinge.fr)

**GETINGE** ✱

## Chariot de transfert DPTE®

Son design ergonomique, assisté par commande électronique, permet une manipulation aisée de charges lourdes et fragiles dans des espaces confinés, tandis que ses fonctionnalités ingénieuses contribuent à accélérer les procédés manuels dans les zones aseptiques.

## Le chariot de transfert DPTE® est Sûr, Intelligent et Simple.



### Sûr

Priorise la sécurité des opérateurs, du produit et du procédé.

Cette solution assistée par commande électronique propose une ergonomie améliorée pour une manipulation plus aisée. Grâce à son utilisation presque sans effort, et à son design spécifique conçu pour le système DPTE®, vous n'avez jamais à vous préoccuper d'un risque de rupture de confinement ou d'intégrité.



### Intelligent

Travailler intelligemment avec des contrôles assistés.

Sa facilité d'utilisation réduit les risques de rupture de stérilité et de disponibilité de la ligne de production. L'opérateur bénéficie de toutes les commandes pour ajuster les alignements et l'élévation afin d'arriver à la position requise, et peut sauvegarder ces données précises dans la mémoire embarquée.



### Simple

Optimisez la production à votre guise.

Seul le chariot de transfert DPTE® combine deux solutions alternatives en proposant soit l'utilisation de DPTE-BetaBag®, soit celle de DPTE® Beta conteneurs (3 diamètres). Vous obtenez ainsi la possibilité de l'utiliser pour de multiples applications, avec une empreinte au sol réduite et compacte.

## Système de Transfert Aseptique DPTE®

La flexibilité du chariot de transfert DPTE® augmente la valeur de toutes les zones équipées de portes Alpha DPTE®, en combinant un support compatible avec les DPTE-BetaBag® à usage unique ainsi qu'avec les conteneurs DPTE® Beta.



## Points clés

- Disponible comme modèle unique avec deux configurations différentes
- Changement rapide entre la plateforme pour Conteneur et celle pour DPTE-BetaBag® (< 2 minutes)
- Empreinte au sol compacte : 592 mm x 908 mm
- Hauteur de levage : 900 mm à 1800 mm, capacité de levage max. 60 kg
- Autonomie de batterie de 24 heures et câble de secours pour secteur
- Protection IP66 selon la norme CE
- Mémoire embarquée pour connexion efficace
- Bouton-poussoir de commande sur la poignée
- Commande à distance par câble
- Roulettes antistatiques



Configuration pour DPTE-BetaBag®



Configuration pour DPTE® Beta conteneur